

Vision Uri® Integro


Интегрированное решение для анализа мочи

АНАЛИЗ МОЧИ

Категория	Платный анализ
ИН анализа	390
Количество анализов	5
ИН пациента	10
ФИО	Сидоров Иван Петрович
Дата рождения	25.07.1986
Пол	Муж.
Адрес	ул. Тверская, 6, кв. 30

Результаты исследования

Параметры	Результат
Физические свойства мочи	
Количество	130
Цвет	Соломенно-желтый
Относительная плотность	1028
Прозрачность	слегка мутная
Химические исследования мочи	
pH	6,5
Билирубин	отр.
Уробилиноген	норм.
Кетоны	отр.
Аскорбиновая кислота	отр.
Глюкоза	отр.
Белок	0.3
Эритроциты	отр.(<5)
Нитриты	полож.
Лейкоциты	75
Осадок мочи	



Vision Uri® Integro

Биохимический анализ и микроскопия осадка мочи в одной системе

Современный подход к постановке диагноза, объединяющий аналитические данные и цифровую микроскопию

1 База данных пациентов


Все данные пациентов представлены в виде таблиц, которые можно настроить самостоятельно.

2 Цифровой препарат

Получение цифрового препарата, используя микроскоп и цифровую камеру Vision. Оставляйте свои комментарии прямо на изображении цифрового препарата.

Биохимический анализ мочи

Результаты с анализатора мочи автоматически передаются на ПК и интегрируются в общий отчет исследования мочи.




1



Лаборант выполняет биохимический анализ мочи с использованием тест-полосок.

2




Лаборант формирует цифровые изображения препарата мочи.

3



Врач-лаборант выполняет оценку полученных данных и готовит отчет.



Микроскопия осадка мочи

Цифровые изображения осадка мочи добавляются к биохимическим результатам анализа и формируют финальную картину анализа.



Отчет

Вы сами принимаете решение о том, каким будет ваш отчет. Вы можете учесть в бланке требования по форме и содержанию.

Vision Uri® Intego

Рабочая станция анализа мочи для небольших и средних лабораторий

Vision Uri® Integro

Биохимический анализ и микроскопия осадка мочи

- Система микроскопии осадка мочи Vision Uri® Basic
- Анализатор мочи 77 Elektronika (по выбору)



Совместимость со всеми анализаторами мочи 77 Elektronika



LabUReader Plus 2



LabUReader Plus



HandUReader



DocUReader 2 Pro



DocUReader

Информация для заказа

Система Vision Uri® Integro

Комплект включает: система микроскопии осадка мочи Vision Uri® Basic, анализатор мочи 77 Elektronika (по выбору)

По запросу

По вопросам приобретения, обращайтесь в представительство компании или к вашему региональному дистрибьютеру



VISION

www.vision-uri.com
www.wm-vision.com

Franz-Siegel-Gasse 1
2380 Perchtoldsdorf, Austria
tel.: +43 (1) 804 81 84
fax: +43 (1) 804 81 85
vienna@westmedica.com

ул. Шереметьевская, 85, стр. 2,
Москва, 129075
тел./факс: +7 (495) 787 44 01
горячая линия: +7 (800) 100 14 20
moscow@westmedica.com



www.westmedica.com