

BIOBAS

Автоматический коагулометр



- Автоматический двухканальный коагулометр
- Для измерения времени образования сгустка в коагулометрических тестах
- Автоматический расчет времени, активности фактора, концентрации, отношения и МНО
- Термостатируемый блок измерения
- Измерение в плазме
- 22 позиции для образцов
- 15 позиций для реагентов (3x15, 12x5 мл), двойное перемешивание
- Эффективное решение для вашей лаборатории

1-канальный коагулометр BioBas



- Для измерения времени образования сгустка в коагулометрических тестах
- Открытая система для работы с любыми реактивами
- Автоматический расчет времени, активности фактора, концентрации, отношения и МНО
- Работает без специальных стартовых пипеток
- Измерение в плазме
- Экономичное решение для лаборатории исследования гемостаза

2-канальный коагулометр BioBas



- Для измерения времени образования сгустка в коагулометр. тестах
- Открытая система для работы с любыми реактивами
- Автоматический расчет времени, активности фактора, концентрации, отношения и МНО
- Работает без специальных стартовых пипеток
- Память для сохранения калибровочных кривых
- Измерение в плазме
- Встроенный термопринтер
- Жидкокристаллический дисплей
- Оптимальное решение для лаборатории исследования гемостаза

4-канальный коагулометр BioBas 2+



- Для выполнения всех стандартных коагуляционных тестов в плазме
- Встроенный блок термостата на 18 кювет для образцов и 4 кюветы для реагентов
- Цифровой дисплей
- Определяемые параметры: АПТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген, факторы и др.
- Автоматический расчет времени, активности, концентрации и др.
- Встроенный термопринтер

Реагенты для исследования гемостаза



- АПТВ тест (АРТТ)
- Протромбиновый тест (РТ)
- Протромбиновый тест (РТ)
- Фибриноген (Fibrinogen)
- Контроли и калибраторы для гемостаза (нормальный контроль, патологический контроль, калибратор)

WEST MEDICA, AUSTRIA

Franz-Siegel-Gasse 1, 2380 Perchtoldsdorf, Austria
tel.: +43 (1) 804 81 84, fax: +43 (1) 804 81 85
vienna@westmedica.com

WEST MEDICA, РОССИЯ

ул. Шереметьевская, 85, стр. 2, Москва, 129075
тел.: +7 (495) 940-61-33, факс: +7 (495) 619-98-84
moscow@westmedica.com



www.westmedica.com