

ROTOFIX 32A

Цитологическая центрифуга



ROTOFIX 32A

Цитологическая центрифуга

Универсальная, надежная настольная цитологическая центрифуга, незаменимая как для лабораторий, так и для частной практики или небольших клиник. Идеальное решение для цитологии



Стандартизация подготовки цитологических препаратов

При помощи двухэтапного процесса клетки не теряются во время осаждения, потому что цитологическая камера герметично закрыта слайдом. На втором этапе центрифугирования происходит процесс сушки, в это время клетки уже твердо держатся на слайде.

В результате центрифугирования получается монослойный клеточный препарат, сохраняется структура отдельных клеток и диагностический кластер, что значительно улучшает возможности прижизненной морфологической диагностики.

Прочная конструкция

- Металлический корпус и крышка
- Камера центрифугирования из нержавеющей стали
- Блокировка крышки
- Смотровое окно в крышке

Высокая производительность

Одновременное приготовление до 24 цитологических препаратов:

- с ротором на 4 позиции — до 16 препаратов
- с ротором на 6 позиций — до 24 препаратов
- с ротором на 8 позиций — до 8 препаратов

Удобное управление

- Быстрый и легкий ввод параметров при помощи клавиш выбора
- Скорость вращения с шагом 100
- Ввод времени в мин, макс. 99 мин
- Импульсная клавиша для кратковременного центрифугирования

Цитологические роторы и принадлежности

Широкий выбор различных аксессуаров для проведения высококачественного цитологического исследования состава разнообразных жидкостей



Цитологический ротор (4 позиции)

- одновременное приготовление до 16 цитологических препаратов
- 4000 оборотов/мин
- ускорение 1646 g



Цитологический ротор (6 позиций)

- одновременное приготовление до 24 цитологических препаратов
- 4000 оборотов/мин
- ускорение 2039 g



Цитологический ротор (8 позиций)

- одновременное приготовление до 8 цитологических препаратов
- 4000 оборотов/мин
- ускорение 2218 g



Аксессуары для цитологических роторов

- Фильтр-карты
- Цитологические камеры с уплотнением
- Держатели слайдов
- другие

Характеристики

Источник питания	220 В, 50 Гц
Потребление энергии	300 ВА
Излучение помех, помехоустойчивость	EN/IEC 61326 класс В/FCC класс В
Скорость вращения	4000 оборотов/мин
Производительность	с ротором на 4 позиции — до 16 цитологических препаратов с ротором на 6 позиций — до 24 цитологических препаратов с ротором на 8 позиций — до 8 цитологических препаратов
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ)	с ротором на 4 позиции — 2665 g с ротором на 6 позиций — 2039 g с ротором на 8 позиций — 2218 g
Время обработки	1–99 мин
Размеры	257x366x430 мм
Вес	23 кг

Центрифуги Hettich соответствуют всем соответствующим директивам и стандартам ЕС и отвечают всем требованиям европейского уровня качества и безопасности медицинских изделий. Доказательства обеспечены национальными и международными стандартами, такими как IEC 61010 или соответствие CE. Сертификаты соответствия требованиям ISO 9001, ISO 13485 и ISO 14001, полученные компанией, свидетельствуют о крайней осторожности и ответственности, которые Hettich вкладывает в производство центрифуг и принадлежностей для них.

Информация для заказа

Модель	Код
Цитологическая центрифуга ROTOFIX 32 A с ротором на 4 позиции	80.5004.02
Цитологическая центрифуга ROTOFIX 32 A с ротором на 6 позиций	80.5004.01
Цитологическая центрифуга ROTOFIX 32 A с ротором на 8 позиций	80.5004.03

По вопросам приобретения, обращайтесь в представительство компании или к вашему региональному дистрибьютеру



Franz-Siegel-Gasse 1
2380 Perchtoldsdorf, Austria
tel.: +43 (1) 804 81 84
fax: +43 (1) 804 81 85
vienna@westmedica.com

 **WEST
MEDICA**
www.westmedica.com
www.wm-vision.com